



Distributed by Trutek Corp.
Somerville, NJ 08876 USA
US Patent #
US 6,844,005 B2, US 8,163,802 B2
US 9,737,497 B2, US 9,750,706 B2
Trutek Corp. ©2025
Lot NsGd09
www.NasalGuard.com



8 50247 00008 6



Distributed by Trutek Corp.
Somerville, NJ 08876 USA
US Patent #
US 6,844,005 B2, US 8,163,802 B2
US 9,737,497 B2, US 9,750,706 B2
Trutek Corp. ©2025
Lot NsGd22
www.NasalGuard.com



8 50247 00033 8







販売名: クリスタルヴェール®

チューブPE
EVOLH
キャップPE
カバーPET

紙 台紙

特徴と原理

ジェルを鼻の外側(周り)に塗るだけでイオンのチカラが発生し、帯電した花粉・ウイルスなどの侵入量を減少させます。
(日本特許No.4870431)(米国特許No.6844005)

*ウイルスに対しては屋内空間で有効です。*ウイルス・花粉などの鼻腔内への侵入量を抑えるためには、手洗い、うがい、その他の方法による対策の併用をおすすめします。*本品は医薬品ではありません。

使用方法 鼻の周囲を清潔にしてから、清潔な手でご使用ください。

1 ゴマ粒大 2 指で広げた後、鼻の周りや鼻と上唇の間にジェルの薄い膜を作るように塗ってください。

3 この範囲に塗布する

チューブの中のジェルを1滴(ゴマ粒大)人差し指に取り、親指を使って指の上で広げてください。

指で広げた後、鼻孔の周りや鼻と上唇の間にジェルの薄い膜を作るように塗ってください。

1) 使用環境や汗、鼻をかむ、指で触る等でジェルが取れることがありますので、こまめに塗りなおしてください。2) 小児にも使用できます。

【使用上の注意】●鼻の周囲に傷やはれもの、しっしん等の異常がある場合にはご使用にならないでください。●目や目の周囲にはご使用にならないでください。また、本品のついた手で目等に触れないでください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。●ご使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激(皮膚、鼻、のど)等の異常が出た場合にはご使用をやめください。そのままご使用になりますと症状が悪化することがあります。症状が重い場合には医師にご相談されることをおすすめします。●外用にのみ使用してください。●使用時ににおいを感じる場合がありますがすぐに消えます。また、品質に影響はありません。●チューブの開栓時、ジェルの一部が気泡又は水分となって出ることがありますが、そのままご使用いただいても問題はございません。また、チューブ内でジェルが片寄り、出にくい場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】●ご使用後はキャップをしっかりと閉めてください。●高温又は低温の場所、直射日光の当たるところには置かないでください。●小児の手の届かないところに保管してください。●他の容器に入れ替えないでください(誤使用の原因になったり、品質が変わることがあります)。●開封後はお早めに使い切ってください。

この説明書をよく読み、保管しておいてください。

【配合成分】水溶性陽電荷帯電ポリマー他 **【内容量】**3g(約150回分)

発売元 エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

輸入元 日東薬品工業株式会社
京都府向日市上柳野町南開35-3

本品に関するお問い合わせは、
エーザイ「hncホットライン」へ
☎0120-161-454

eisai.jp

製造番号 46N81X
製造年月 2014.6
(西暦 年 月)

Created with NasalGuard Patented Technology 輸入先国:アメリカ合衆国



Manufactured for and Distributed by:
Trutek Europe LTD.
Northolt, UK UB5 5AR

US Patent #

- US 5, 674, 481, US 5, 468, 488
- US 6, 844, 005, US 8, 163, 802

www.NasalGuard.co.uk



5



>